

Shakematic 1095

Sample Mixer



Beneficios:

Operación Independiente

Mejora la Repetibilidad

Más Muestras en Menos Tiempo

Reduce el Trabajo Manual

Shakematic 1095 Agitador de Muestras

El shakematic 1095 está diseñado y construido específicamente para mezclar muestras para el análisis Falling number. Diseño basado en el modelo anterior, el shakematic 1095 tiene mejoras de distintos tipos. Tiene incrementadas características de seguridad, certificación CE, trabaja significativamente silencioso y libre de vibración.

Características y Beneficios

Los resultados no dependen del operador: En donde se tiene varios operadores realizando análisis de Falling number existe la posibilidad de que tengan diferentes métodos para agitar los tubos y con esto diferencias en los resultados. El shakematic siempre agita las muestras de la misma manera, por esto mejora la repetibilidad y permite descartar cualquier diferencia entre operadores y laboratoristas.

Mejora la capacidad de analizar muestras en menos tiempo: El tiempo de agitación de la muestra es reducido a 3 segundos lo cual incrementa la capacidad de análisis en menos tiempo.

Otros Accesorios Recomendados

Torre de enfriamiento:

Equipo que recircula agua templada para el falling number, evita gastar agua y es de aspecto agradable.

Spolet:

El limpiador de tubos Spolet se adapta a una toma ordinaria de agua y facilita la limpieza de los tubos viscosimétricos.

Dispenser:

El dispenser facilita la adición exacta de agua de 25ml requerida para cada prueba.



Especificaciones

Requerimientos de energía: 115 o 230 V, 50 o 60 Hz (especifico por orden).

Consumo de energía: 230 W

Dimensiones: 560x410x200mm

Peso neto: 28 Kg

Tiempo de agitación: 3 segundos

www.perten.com

Perten
INSTRUMENTS